



Scheda Tecnica

Revisione 25.02.2026

CONDIBAT PIÙ



1. Descrizione

CONDIBAT PIÙ è un disinfettante multiuso, Presidio Medico Chirurgico N. 21317. È indispensabile per il trattamento dei pacchi alettati e dei filtri degli impianti di A/C, di ambienti e superfici non porose, di abitacoli di autovetture.

2. Caratteristiche

Prodotto "2 in 1": disinfetta e deodora. Grazie ai suoi principi attivi disinfetta le superfici eliminando fino al 99.99% di virus e batteri. Elimina la sorgente di cattivi odori e lascia sulle superfici e negli ambienti trattati un gradevole profumo floreale.

Approvazioni: Testato secondo la norma UNI EN 1276 e EN 13697:2019 su Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae Legionella pneumophila. Testato secondo la norma secondo la norma UNI EN 14476 e EN16777 su Adenovirus, Murine Norovirus, Coronavirus ATCCv-740.

3. Istruzioni per un corretto utilizzo

Applicare su superfici preventivamente pulite. Azione Battericida: lasciare agire per almeno 5 minuti. Azione virucida: lasciare agire per almeno 30 minuti.

Impianti di condizionamento: pulire preventivamente le parti da trattare con Climafoam o Sanidet, spruzzare e lasciare agire per il tempo necessario. Avviare l'impianto evitando di respirare i residui di prodotto che fuoriescono. Areare il locale qualche minuto prima di soggiornarvi.

Superfici dure: ha effetto disinfettante su tutte le superfici compatibili con prodotti base alcolica. Spruzzare sulla superficie, lasciare agire qualche minuto, rimuovere con panno.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
06365	CONDIBAT PIÙ - 500 ml	Nr	12



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

